



GEBRAUCHSINFORMATION

Aktimed® TAPE PLUS ist ein elastischer selbstklebender Tapeverband (kinesiologisches Tape) mit integrierten hochgereinigten pflanzlichen Extrakten aus Arnica montana, Rhus toxicodendron und Ruta graveolens.

Die Hauptwirkungen des herkömmlichen kinesiologischen Tapes können durch die schmerzlindernden, abschwellenden und durchblutungsfördernden Eigenschaften der pflanzlichen Extrakte optimal unterstützt werden. Es kommt zu einem Zusammenspiel des Trägermaterials und der pflanzlichen Extrakte. Diese werden an den zu behandelnden Stellen eingebracht und wirken lokal an der geschädigten Struktur. Somit kann eine zusätzliche Gabe von schmerzlindernden / abschwellenden Tabletten / Salben im wesentlich geringeren Umfang als üblich möglich sein.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Prophylaxe
- Therapie
- Rehabilitation von Muskel-, Sehnen- und Gelenkbeschwerden

Beispiele: HWS-, BWS-, LWS-Syndrom, Frische Verletzungen mit ausgeprägten Hämatomen (z.B. Muskelfaserriss), Prellungen, Beschleunigungstraumen, Hallux valgus, Fersensporn, Überdehnung, Sehnen- und Bänderverletzungen, Spannungskopfschmerz, Rheumatische Beschwerden, Carpal tunnel-Syndrom, Tennis- u. Golfarm, Rotatorenmanschettenverletzungen, Impingement-Syndrom, Migräne, Gonarthrose, Coxarthrose, Narben, Fibrosen, Ischialgie, Achillessehnenverletzung, Nachbehandlung von Frakturen und Luxationen nach Gipsruhigstellung.

WIRKUNGSSPEKTRUM

Regulierung des Muskeltonus, Verbesserung der Muskelfunktion, Stabilisierung der Gelenke, Förderung der Beweglichkeit, Schmerzlinderung, Stoffwechsellinierung, Förderung der Durchblutung, Aktivierung des Lymphsystems, Förderung der Mikrozirkulation.

ANWENDUNGSHINWEISE

- Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch und nur zur Anwendung durch geschulte Personen bestimmt.
- Vor Anwendung muss die Haut gereinigt und fettfrei sein.
- Schutzfolie entfernen. Je nach Indikation das Tape mit und ohne Dehnung aufkleben.
- Kleber entfaltet seine Klebewirkung durch Wärmeeinwirkung. Dafür wird empfohlen, das Tape von der Basis aus immer zum Tape-Ende hin auszustreichen (ca. 60 sec.).
- Vor sportlicher Aktivität sollte das Tape 30 Minuten vorher angelegt werden.
- Nach dem Duschen / Baden / Schwimmen sollte das Tape abgetupft oder auf niedrigster Stufe trocken geföhrt werden.
- Es kann gelegentlich zu Hautirritationen kommen. In diesem Fall umgehend das Tape entfernen.
- Das Tape lässt sich am besten nach dem Duschen / Baden entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe Tape nicht verwenden oder zunächst an einer kleinen Hautstelle testen!
- Nicht auf offene Wunden und Hautverletzungen kleben!
- Bei akuten und chronischen Hauterkrankungen (z.B. Neurodermitis im Schub, Psoriasis, Pilzinfektionen) nicht verwenden!
- Bei Thrombose oder Thrombophlebitis nicht verwenden!
- Bei einer pAVK distal vom Verschluss nicht verwenden!
- Bei maligne Tumoren, Bestrahlung, Chemotherapie nicht verwenden!
- Schwangere dürfen das Tape nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt anlegen!
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

ANWENDUNGSDAUER

Das Tape hält bis zu 6 Tagen auf der Haut.

TECHNISCHE DATEN

AT 20100 Aktimed® TAPE PLUS (kinesiologisches Tape mit Zusatznutzen)

Trägermaterial: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Klebmasse: basiert auf Synthesekautschuk

Inhaltsstoffe: Arnica montana 10⁶, Rhus toxicodendron 10⁸, Ruta graveolens 10⁶

Größe: 5 cm x 3 m

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 8°C und 25°C lagern.

CE: Konform gemäß EU Richtlinie 92/42/EWG für Medizinprodukte

Produktion: Spanien

Hersteller: Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Germany
www.aktimed-tape.de



INSTRUCTIONS FOR USE

Aktimed® TAPE PLUS is an elastic self-adhesive tape bandage (kinesiology tape) with an integrated highly purified plant extract from Arnica montana, Rhus toxicodendron and Ruta graveolens.

The main effects of the traditional kinesiological tape are supported by the properties of the plant extracts, providing pain relief, reducing swelling and promoting blood circulation. Based on the interaction with the tape material, the plant extract is transferred efficient and effectively into the damaged structure. Therefore, the additional use of oral medicine or cream to relieve pain and/or reduce swelling may possibly be decreased.

APPLICATION AREAS

- Prophylaxis
- Therapy
- Rehabilitation of muscle-, tendon- and joint-complaints

Examples: Cervical spine syndrome, thoracic spine syndrome, lumbar spine syndrome, whiplash, recent injuries with pronounced hematomas, bruises, overexpansion, sacroiliac joint blockage, injuries at tendons and ligaments, tension headaches, rheumatic diseases, carpal tunnel-syndrome, tennis- and golf-elbow, rotator-cuff injury, impingement syndrome, migraine, gonarthrosis, coxarthrosis, scar treatment, nerve inflammation, hallux valgus, heel spur, lymphedema, fibrosis, sciatica, achilles tendon injury, post-treatment of cast immobilisations of fractures and dislocations

ACTION SPECTRUM

Regulation of muscle tone, improving muscle function, stabilization of joints, promoting mobility, pain relief, stimulating metabolic functions, promoting local blood circulation, activation of lymph systems, promoting microcirculation.

APPLICATION INSTRUCTIONS

- The product can only be used once and needs to be applied by a trained person only.
- Prior to application the skin should be cleaned and fat-free.
- Remove the protection film. Depending on the tape, apply with or without strain.
- The glue unfolds the adhesive effect through body temperature. For this purpose it is advised to smooth out the tape in longitudinal direction from base to end (approx. 60 sec.).
- Apply the tape 30 min prior to sports activity.
- After showering, taking a bath or swimming the tape should be dried with a hair dryer (lowest setting) or by dabbing.
- The tape can occasionally cause skin irritation. In that case please remove the tape.
- The tape can best be removed after taking a shower or a bath.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use in case of an allergy against one of the ingredients, or test the tape on a small area of skin first!
- Do not apply on open wounds, injured skin or unhealed scars!
- Do not use in case of acute or chronic skin diseases (e.g. neurodermatitis thrust, Psoriasis, fungal infection)!
- Do not use in case of Thrombose or Thrombophlebitis!
- Do not use in case of a peripheral arterial occlusive disease distal to the occlusion!
- Do not use in case of malignant tumors, radiotherapy or chemotherapy!
- If pregnant, please apply the tape only according to your doctor's advice!
- Keep out of reach of children!

DURATION OF USE

The tape lasts up to 6 days on the skin.

TECHNICAL INFO

AT 20100 Aktimed® TAPE PLUS (kinesiology tape with additional benefits)

Supporting material: 95% cotton, 5% spandex

Adhesive composition: synthetic rubber based adhesive mass
Ingredients: Arnica montana 10⁶, Rhus toxicodendron 10⁸, Ruta graveolens 10⁶

Size: 5 cm x 3 m

Store in a cool, dry place away from direct sunlight between 8°C and 25°C.

CE: Compliant EU Guideline 92/42/EWG for medical products

Production: Spain

Manufacturer: Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Germany
www.aktimed-tape.de



INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION

Aktimed® TAPE PLUS est un bandage élastique autoadhésif (bandage kinésiologique) qui contient des extraits de plantes hautement purifiés provenant de l'arnica montana, du rhus toxicodendron et la ruta graveolens.

Les propriétés antalgiques et décongestionnantes des extraits de plantes favorisent de façon optimale les effets principaux du bandage kinésiologique classique. Une interaction a lieu entre le support et les extraits de plantes. Ceux-ci sont appliqués aux endroits à traiter où ils agissent localement sur la structure lésée. Cela permet de réduire nettement la quantité de compléments (p. ex. comprimés ou pommades antalgiques / décongestionnantes) nécessaires habituellement.

INDICATIONS

- Prophylaxie
- Thérapie
- Réhabilitation de douleurs musculaires, tendinites et douleurs articulaires

Exemples : Syndrome du rachis cervical, dorsal et lombaire, blessures récentes accompagnées d'hématomes prononcés (p. ex. déchirure musculaire), contusions, traumatismes cervicaux, hallux valgus, épine calcanéenne, élongation, lésion des tendons et des ligaments, céphalée de tension, douleurs rhumatismales, syndrome du canal carpien, épicondylite latérale et golf elbow, lésions de la coiffe des rotateurs, syndrome de coinçement, migraines, gonarthrose, coxarthrose, cicatrices, fibroses, ischialgie, lésion du tendon d'Achille, post-traitement de fractures et de luxations après la pose d'un plâtre.

SPECTRE D'ACTION

Régulation du tonus musculaire, amélioration de la fonction musculaire, stabilisation des articulations, stimulation de la motricité, soulagement de la douleur, stimulation du métabolisme, activation locale de la circulation sanguine, activation du système lymphatique, amélioration de la microcirculation.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Le produit est prévu pour un usage unique et il doit être appliqué uniquement par des personnes formées.
- Appliquer sur une peau propre et non grasse.
- Retirer le film de protection. Selon l'application, coller le bandage en l'étirant ou sans l'étirer.
- L'adhésif assure sa fonction sous l'effet de la chaleur. Il est alors conseillé de toujours lisser le bandage de sa base jusqu'à son extrémité (60 s env.).
- Appliquer le bandage 30 minutes avant toute activité sportive.
- Après avoir pris une douche, un bain ou après avoir nagé, essuyer le bandage ou le sécher à l'aide d'un sèche-cheveux réglé à sa puissance minimale.
- Des irritations de la peau peuvent survenir occasionnellement. Dans ce cas, retirer immédiatement le bandage.
- Le bandage est plus facile à retirer après une douche ou un bain.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- En cas d'allergie à l'un des composants, ne pas utiliser le bandage ou faire dans un premier temps un test sur une petite zone de la peau !
- Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes et des blessures cutanées !
- Ne pas utiliser en cas de maladies aiguës ou chroniques de la peau (p. ex. poussées de neurodermite, psoriasis, infections fongiques) !
- Ne pas utiliser en cas de thrombose, thrombophlébite !
- Ne pas utiliser en un endroit du corps situé après l'occlusion en cas de maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP) !
- Ne pas utiliser en cas de tumeurs malignes, traitement par radiothérapie, chimiothérapie !
- En cas de grossesse, utiliser le bandage uniquement après avoir consulté son médecin traitant !
- À conserver hors de portée des enfants !

DURÉE D'APPLICATION

Le bandage adhère sur la peau pendant 6 jours maxi.

DONNÉES TECHNIQUES

AT 20100 Aktimed® TAPE PLUS (bandage kinésiologique à valeur ajoutée)

Support : 95% coton, 5% spandex

Adhésif : base de caoutchouc synthétique

Composants : Arnica montana 10⁶, Rhus toxicodendron 10⁸, Ruta graveolens 10⁶

Dimensions : 5 cm x 3 m

Stocké dans un endroit frais et sec, entre 8°C et 25°C, à l'abri de la lumière directe du soleil.

CE : Conforme à la ligne directrice UE 92/42/EWG pour des produits médicaux

Production : Espagne

Fabricant : Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Allemagne
www.aktimed-tape.de

Aktimed® TAPE PLUS es un vendaje neuromuscular elástico autoadhesivo (kinesiotape) con extractos vegetales altamente purificados de Arnica montana, Rhus toxicodendron y Ruta graveolens.

Los efectos principales del kinesiotape tradicional pueden ser óptimamente fomentados por las propiedades analgésicas, descongestionantes y estimulantes de la circulación de los extractos vegetales. Se logra una interacción entre el material de soporte y los extractos vegetales. Éstos se colocan en los sitios a tratar y actúan localmente en la estructura dañada. Por lo tanto, puede que la dosis adicional de comprimidos o pomadas anti-algésicos o descongestionantes deba reducirse notablemente.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Profilaxis
- Terapia
- Rehabilitación de dolores en músculos, tendones y articulaciones

Ejemplos: Síndrome cervical, dorsal, lumbar, lesiones recientes con hematomas marcados (por ej. desgarrar de fibras musculares), contusiones, traumatismos por aceleración, hallux valgus, espolón calcáneo, distensión, lesiones en tendones y ligamentos, cefalea tensional, dolores reumáticos, síndrome del túnel carpiano, codo de tenista y de golfista, lesiones del manguito rotador, síndrome de pinzamiento, migraña, gonartrosis, coxartrosis, cicatrices, fibrosis, isquialgia, lesión del tendón de Aquiles, tratamiento posterior de fracturas y luxaciones luego de inmovilización con escayola.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Regulación del tono muscular, mejoramiento de la función muscular, estabilización de las articulaciones, fomento de la movilidad, alivio del dolor, estimulación del metabolismo, fomento de la circulación local, activación del sistema linfático, fomento de la microcirculación.

INSTRUCCIONES DE USO

- El producto es de uso único y debe ser utilizado sólo por personas instruidas.
- Antes de la aplicación, la piel debe estar limpia y libre de grasa.
- Retirar el folio protector. Según la indicación, pegar el vendaje con y sin elongación.
- El pegamento revela su adhesividad por la acción del calor. Para ello, se recomienda extender el vendaje siempre desde la base hacia el extremo (aprox. 60 seg.).
- Para realizar una actividad deportiva, el vendaje debe colocarse 30 minutos antes.
- Luego de ducharse / bañarse / nadar, el vendaje debe secarse al aire o con secador de pelo en el nivel más bajo.
- Ocasionalmente pueden producirse irritaciones de la piel. En este caso, retire de inmediato el vendaje.
- Es más fácil retirar el vendaje luego de la ducha o el baño

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- En caso de alergia a alguno de los componentes, no utilizar el vendaje o probar primero sobre una pequeña parte de piel!
- No pegar sobre heridas abiertas ni sobre lesiones cutáneas!
- No utilizar si padece enfermedades cutáneas agudas y crónicas (por ej. neurodermitis en brote, psoriasis, infecciones por hongos)!
- No utilizar en caso de trombosis o tromboflebitis!
- No utilizar en caso de enfermedad vascular periférica (EVP) oclusiva!
- No utilizar en caso de tumores malignos, radiación o quimioterapia!
- En caso de embarazo, consulte a su médico antes de colocarse el vendaje!
- Mantener fuera del alcance de los niños!

DURACIÓN DE LA APLICACIÓN

El vendaje dura hasta 6 días sobre la piel.

DATOS TÉCNICOS

AT 20100 Aktimed® TAPE PLUS (kinesiotape con beneficio adicional)
Material de soporte: 95% algodón, 5% spandex
Tira adhesiva: a base de caucho sintético
Componentes: Arnica montana 10%, Rhus toxicodendron 10%, Ruta graveolens 10%
Dimensiones: 5 cm x 3 m
 Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la radiación solar directa, a temperatura entre 8°C y 25°C.

CE: Conforme a la Directiva UE 92/42/CEE para productos sanitarios
Producción: España
Fabricante: Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Alemania / www.aktimed-tape.de

Aktimed® TAPE PLUS è una fasciatura elastica autoadesiva a nastro (nastro kinesiológico) con integrati degli estratti vegetali altamente purificati di arnica montana, rhus toxicodendron e ruta graveolens.

Gli effetti principali del comune nastro kinesiológico sono perfettamente supportati dalle caratteristiche degli estratti vegetali lenitivi del dolore, decongestionanti e stimolanti per la circolazione sanguigna. Si ha una sinergia tra il materiale che fa da supporto e gli estratti vegetali. Questi sono portati sui punti da trattare ed agiscono localmente sulla struttura danneggiata. In tal modo si può ridurre sensibilmente rispetto al normale l'ulteriore ricorso a pastiglie / pomate lenitive del dolore / decongestionanti.

INDICAZIONI

- Profilassi
- Terapia
- Riabilitazione in caso di disturbi muscolari, articolari e tendinopatie

Esempi: sindrome cervicale, toracica, lombare, lesioni recenti con ematomi pronunciati (ad es. strappi muscolari), contusioni, traumi distorsivi del rachide cervicale, alluce valgo, sporma calcaneare, stiramento, lesioni dei tendini e dei legamenti, cefalea tensiva, disturbi reumatici, sindrome del tunnel carpale, braccio del tennista e del golfista, lesioni della cuffia dei rotatori, sindrome da impingement subacromiale, emicranie, gonartrosi, coxartrosi, cicatrici, fibrosi, sciatalgie, lesioni del tendine d'Achille, trattamento di fratture e lussazioni dopo l'ingessatura.

EFFETTI

Regolazione del tono muscolare, miglioramento della funzione muscolare, stabilizzazione delle articolazioni, miglioramento della mobilità, effetto antidolorifico, stimolazione del metabolismo, stimolazione locale della circolazione sanguigna, attivazione del sistema linfatico, stimolazione della microcircolazione.

MODALITÀ D'USO

- Il prodotto è destinato ad un unico utilizzo e da parte di persone preparate.
- Prima dell'utilizzo la pelle deve essere pulita e priva di sostanze grasse.
- Togliere la pellicola protettiva. A seconda delle indicazioni applicare il nastro con o senza estensione.
- La colla sviluppa il suo effetto adesivo per effetto termico. Per questo si consiglia di stendere il nastro sempre dalla sua base alla sua fine (ca. 60 sec.).
- In caso di attività sportiva applicare il nastro con 30 minuti di anticipo.
- Dopo la doccia / il bagno / il nuoto asciugare il nastro con un tamponcino o con il fon all'intensità inferiore.
- Ocasionalmente può causare irritazioni cutanee. In questo caso togliere immediatamente il nastro.
- Il nastro può essere tolto più facilmente dopo la doccia o il bagno.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- In caso di allergie ad una delle sostanze contenute, non utilizzare il nastro o dapprima testarlo su una piccola porzione di pelle!
- Non applicare il nastro sulle ferite aperte e sulle escoriazioni!
- Non utilizzare in caso di malattie della pelle acute o croniche (ad es. neurodermitis in corso, psoriasi, infezioni fungine)!
- Non utilizzare in caso di trombosi tromboflebitis!
- In caso di arteriopatia periferica oclusiva non utilizzare in posizione distale rispetto all'occlusione!
- Non utilizzare in caso di tumori maligni, radiazioni, chemioterapia!
- In gravidanza applicare il nastro solo previa consultazione del medico curante!
- Tenere fuori dalla portata dei bambini!

DURATA DELL'APPLICAZIONE

Il nastro aderisce alla pelle fino a 6 giorni.

DATI TECNICI

AT 20100 Aktimed® TAPE PLUS (nastro kinesiológico con valore aggiunto)
Materiale di supporto: 95% cotone, 5% spandex
Massa adesiva: a base di gomma sintetica
Composizione: Arnica montana 10%, Rhus toxicodendron 10%, Ruta graveolens 10%
Dimensioni: 5 cm x 3 m
 Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi diretti del sole ad una temperatura tra 8°C e 25°C.

CE: Conforme alla direttiva UE 92/42/CEE per i medicinali.
Produzione: Spagna
Produttore: Aktimed GmbH, Theaterstr. 18, 69117 Heidelberg, Germany
 www.aktimed-tape.de

معلومات عن استخدام أكتيميد تيب بلس

أكتيميد تيب بلس هو شريط طبي رابط مرز (شريط كينيسولوجي) يحمل عليه خلاصات نباتية نقية من نبات تيب الجبل (أرنیکا مونتانا)، و نبات السماق (روهس توكسيكودندرون)، ونوع من الكرفس (روتا غرافوليونز).

المفعول الأساسي للرباطات الكينيسولوجية المعتادة أنها تخفف من الألم، وتقلل الورم، وتنشط سريان الدم عن طريق الخصائص المتوازنة للمستخرجات النباتية المخترارة.

ويقوم الشريط سويًا مع ما يحتويه من المستخلصات النباتية بالفاعلية، حيث يلصق الشريط على الجزء المحتاج للعلاج من الجسم ويعملان على معالجة الأنسجة المصابة موضعياً. بهذا تقل الحاجة للعلاج بأقراص تخفف الألم وتقلل الورم / أو تقلل الحاجة للمراهم العلاجية لتلك الإصابات

حالات الاستخدام:

- الوقاية / والعلاج / وحالات النفاحة من آلام العضلات والرشات والمفاصل

أمثلة: متلازمة العمود الفقري عند الصدر، ومتلازمة فقرات الرقبة، وأوجاع العمود الفقري عند الحوض، وفي حالات الإصابة المتبوعة يوم دموي (مثل تمزق عضلي)، الرشات، وإصابات التسرع، والكدمات، ومهماز العقب، والاستطالة الزائدة، وإصابات الأوتار والأربطة العضلية، وضداع التوتر، والشكوى من الروماتيزم، ومتلازمة النفق الرسغي، ومرقق لاعب التنس ومرقق لاعب الغولف، وإصابات عضلات الكتف، ومتلازمة الانتحاش، الضداع الضففي، وفصال الركبة، وفصال الورك، والردديبات، والتليف، وحالات عرق النسا، وإصابات الوتر الأخيل، ومتابعة علاج الكسور واتخاغ المفاصل بعد إزالة جيس التجبير.

الفاعلية:

تنظم التوتر العضلي، وتحسن من عمل العضلات، وتثبيت المفاصل، وتحسين الحركة، وفضض الألم، وتنظيم الأيض الغذائي وتنشط سريان الدم الموضعي، وتنشيط الجهاز اللمفاوي، و تنشيط الدورة الدموية الصغيرة

طريقة الاستعمال:

- يجب تنظيف الموضع الجلدي وإزالة الدهون من على الجلد قبل استعمال الشريط
- * تنزع الرقاقة الواقية من الشريط، ويلصق الشريط حسب تقرير الطبيب، إما مشدوداً أو مسترخياً
- * يلصق الشريط بفاعلية الدفء. لهذا ينصح بلصق الشريط من بدايته إلى نهايته والتلميس عليه باليد (مدة 60 ثانية)
- * يجب لصق الشريط في حالة مزاوله الرياضة قبل اللعب بنحو 30 دقيقة
- * بعد الاستحمام / أو حمام الدش / أو السباحة يجب تجفيف الشريط بقطعة أو باستخدام مجفف كهربائي على درجة حرارة منخفضة
- * قد يلتهب الجلد قليلاً. في تلك الحالة يجب إزالة الشريط
- * تسهل إزالة الشريط بعد الاستحمام أو استعمال الدش

ملاحظات عن السلامة:

- إذا كان هناك حساسية ضد أحد مكونات الشريط، فإما الاستغناء عنه أو تجربة أولاً على موضع صغير على الجلد
- * لا يلصق الشريط على جرح مفتوح أو على إصابة جلدية
- * لا يستخدم الشريط في حالات إصابات الجلد المزمته أو الشديدة (مثل الأكزيما) (الذاتية وقت هيجانها، أو الصدفية، أو عدوي فطريات)
- * لا يستخدم الشريط في حالة خثار التهابي (ثرومبوفليبيت)
- * لا يستخدم الشريط في حالة مرض الشريان المحيطي طرفي
- * لا يستخدم الشريط في حالات سرطان الجلد، أو العلاج بالإشعاع، أو العلاج الكيماوي بلرعى السرطان
- * يجب على المرأة الحامل استشارة الطبيب إذا أرادت استعمال الشريط
- * يجب أبعاد الشريط عن متناول الأطفال

مدة العلاج:

يلصق الشريط على الجلد مدة 6 أيام *

المواصفات الفنية:

(شريط كينيسولوجي ذو فوائد إضافية) Aktimed® TAPE PLUS AT 20100
 الباف لدة نسبة 5%
 spandex % المادة الحاملة: قطن نسبة 95
 المادة اللاصقة: مكونها الأساسي هو المطاط الصناعي
 المركبات : أرنیکا مونتانا 10%⁶، و رهوس توكسيكودندرون 10%⁸، و روتا غرافوليونز 10%⁶

المقاييس: 3 متر بعرض 5 سنتيمتر
 يحتفظ به في مكان بارد وجاف ويعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، ويحفظ عند درجة حرارة بين 5 إلى 25 درجة مئوية

سي إي: يوافق تعليمات الاتحاد الأوروبي رقم EWG/للعقارت الطبية 92/42
 إنتاج: الاتحاد الأوروبي
 المنتج: شركة أكتيميد مساهمة محدودة، شارع تياترستراسه 18 هایدلبرغ/ألمانيا 69117